


Produktübersicht

Aspergillus Antigen Teste



- ▼ Aspergillus Antigen (Galactomannan) **ELISA**
- ▼ Aspergillus Antigen (Galactomannan) **Schnelltest**

GaDia Diagnostics

	▼ Aspergillus Antigen (Galactomannan) ELISA  ASPE-096	▼ Aspergillus Antigen (Galactomannan) Schnelltest  ASP-025
Erkrankung	Invasive Aspergillose (IA)	Invasive Aspergillose (IA)
Verbreitung/ Patienten	Weltweit ca. 250.000 pro Jahr, in Deutschland ca. 1000-5000 Fälle pro Jahr. Patienten mit geschwächtem Immunsystem (HIV, AIDS), unter Therapie mit Immunsuppressiva oder Kortikosteroiden, Intensivpatienten mit schweren Atemwegserkrankungen (Influenza, Covid 19, COPD), nach Transplantationen.	Weltweit ca. 250.000 pro Jahr, in Deutschland ca. 1000-5000 Fälle pro Jahr. Patienten mit geschwächtem Immunsystem (HIV, AIDS), unter Therapie mit Immunsuppressiva oder Kortikosteroiden, Intensivpatienten mit schweren Atemwegserkrankungen (Influenza, Covid 19, COPD), nach Transplantationen.
Testinfo	Nachweis des spezifischen Antigens Galactomannan (GM) Sandwich-Enzymimmunoassay im Mikrotiterplatten-Format <u>Probenmaterial:</u> Serum oder bronchoalveoläre Lavage (BAL) Kurze Probenvorbehandlung bei 130°C und Zentrifugation	Nachweis des spezifischen Antigens Galactomannan (GM) Immunchromatographischer Schnelltest <u>Probenmaterial:</u> Serum oder bronchoalveoläre Lavage (BAL) Kurze Probenvorbehandlung bei 100°C und Zentrifugation
Sensitivität	82% (retrospektive und prospektive Studie kombiniert, Serum- und BAL-Proben, n=267)	90,2 % (retrospektive und prospektive Studie kombiniert, Serum- und BAL-Proben, n=115)
Spezifität	95% (retrospektive und prospektive Studie kombiniert, Serum- und BAL-Proben, n=267)	98,1% (retrospektive und prospektive Studie kombiniert, Serum und BAL-Proben, n=115)

▼ Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Nachricht.



Milenia Biotec GmbH

Versailler Str. 1
35394 Gießen



www.milenia-biotec.com



info@milenia-biotec.de



+49 641 948883-0

Oder schreiben Sie uns per [Kontaktformular](#).

Bleiben Sie auf dem Laufenden...
Folgen Sie uns!

